

Guardian 自动进样器探针

Glass Expansion 很高兴推出Guardian 自动进样器探针。其独特的设计
坚固耐用的探针尖端——结合了防滴漏功能和内置
颗粒过滤功能——有助于防止探针移动过程中的交叉
污染以及雾化器和毛细管的堵塞。

优点：

- 坚固的吸头设计可防止因错位而导致的吸头压碎和损坏。
- 防滴漏设计可防止样品交叉污染，尤其适用于油性样品。
- 内置颗粒过滤装置可防止颗粒物堵塞管路。
- 完全惰性设计，采用陶瓷、PEEK 和PTFE 材质。
- 提供多种内径的 UniFit™ 可互换样品管（例如 0.3、0.50、0.75 和 1.0 毫米）。
- 适用于 Teledyne Cetac®、Agilent、PerkinElmer®、Shimadzu®、Aim Lab 和 Thermo Fisher Scientific™ 自动进样器。

扫描下方二维码观看Guardian 自动进样器探针性能对比视频：

