

Guardianオートサンプラープローブ

Glass Expansion社よりGuardianオートサンプラープローブが発売されました。独自の設計により、液だれ防止機能と粒子フィルター機能を備えた堅牢な先端チップは、プローブ移動中のクロスコンタミネーションや、ネブライザー内部およびキャピラリーチューブの詰まりを防ぎます。

特長

- ・ 堅牢な先端チップ設計により、位置ずれによるチップの潰れや損傷を防ぎます。
- ・ 液だれ防止構造により、特に油によるサンプルのクロスコンタミネーションを防ぎます。
- ・ 粒子フィルター機能により粒子によるサンプル経路の詰まりを抑制します。
- ・ PEEKとPTFEおよびセラミックの使用による優れた耐薬品性。
- ・ 交換可能なUniFit™サンプルラインは、様々な内径（例：0.3、0.50、0.75、1.0mm）をご利用いただけます。
- ・ 殆どのオートサンプラーに適合するプローブをご用意しております。

Guardianオートサンプラープローブ性能比較ビデオをご覧になるには、以下のQRコードをスキャンしてください。

