


# 新型 ProLok™ 泵管



## 产品优势：

- 表面积是行业标准卡口的两倍，提供 stronger 的管道粘接力。
- 防止因卡口松动导致的泵管提前失效。
- 无需使用过量粘合剂，从而避免粘合剂降低泵管弹性的问题。
- 采用最优质的 PVC 材料制成，性能卓越，品质稳定。
- 精准控制的卡口间距，专为满足并超越 ICP-OES 和 ICP-MS 蠕动泵的行业标准而设计。

如需更多信息，请联系我们：[enquiries@geicp.com](mailto:enquiries@geicp.com)



**GLASS EXPANSION**  
Quality By Design

### Asia Pacific

6 Central Boulevard  
Port Melbourne VIC 3207  
Australia  
+61 3 9320 1111  
[enquiries@geicp.com](mailto:enquiries@geicp.com)

### Americas

31 Jonathan Bourne Drive  
Unit 7, Pocasset, MA 02559  
USA  
508 563 1800  
[geusa@geicp.com](mailto:geusa@geicp.com)

### Europe

Friedenbachstrasse 9  
35781 Weilburg  
Germany  
+49 6471 3778517  
[gegmbh@geicp.com](mailto:gegmbh@geicp.com)